

- c) Yhdessä zestaw do wstrzykiwania gazu z woreczka.
d) Zdobądź nasadkę (2) z pojemnika (1). (A)
e) Podłączyć zestaw do wstrzykiwania gazu do zaworu (3) pojemnika (1) za pomocą łącznika (4). (B)
f) Pobrać gaz w ilości określonej w kolumnie X tabeli 1, dociskając zestaw do wstrzykiwania w kierunku pojemnika (1). Gaz jest sterylizowany poprzez przepuszczenie go przez filtr (6). (C)
g) Odłączyć zestaw do wstrzykiwania gazu od pojemnika (1) i ponownie nałożyć nasadkę na pojemnik (2).
h) Pobrać powietrze w ilości określonej w kolumnie Y tabeli 1. Powietrze jest sterylizowane poprzez przepuszczenie go przez filtr (6). (D)

Tabela 1

	X	Y	
	Stężenie nierozprężające (%)	Objętość czystego gazu do pobrania	Objętość powietrza
SF ₆	20	10 ml	40 ml
C ₂ F ₆	16	8 ml	42 ml
C ₃ F ₈	12	6 ml	44 ml

- i) Odłączyć filtr (6) i łącznik (4) od strzykawki (5). (E)
j) Natychmiast podłączyć igłę (7) do strzykawki (5). (F)
k) Produkt jest gotowy do wstrzyknięcia wewnątrzokulowego.
l) Powtórz czynności c) - j) podczas kolejnego użycia. Każdorazowo używać nowego zestawu do iniekcji gazu.

PRZECIWKAZANIA

- Gazy są substancjami obojętnymi, niemniej jednak zaleca się, aby nie stosować ich u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na deklarowane składniki.
- Silikonowe soczewki wewnątrzokulowe są przeciwwskazaniem do stosowania gazów.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przechowywać zgodnie ze wskazówkami podanymi na etykiecie.
- Sterylność pojemnika jest gwarantowana tylko wtedy, gdy opakowanie jest nienaruszone. Nie używać, jeśli przed pierwszym użyciem opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone. Po pierwszym użyciu pojemnik nie jest już sterylny.
- GAZ NIE JEST STERYLNY** - gaz należy wstrzykiwać bezpośrednio przed wstrzyknięciem, przepuszczając go przez filtr 0,2 µm.
- Produkt jest przeznaczony do wielokrotnego użyciu - używać do wyczerpania zawartości pojemnika.
- Zestaw do wstrzykiwania gazu i igła są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użyciu - nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie lub sterylizacja produktów do jednorazowego użyciu może spowodować zanieczyszczenie krzyżowe.
- Każdorazowo należy używać nowego zestawu do wstrzykiwania gazu. Należy używać wyłącznie oryginalnych zestawów do wstrzykiwania gazu firmy ALCHIMIA.
- Termin ważności jest podany na spodzie pojemnika i na etykietach - nie używać po upływie terminu ważności.
- Produkt powinien używać wyłącznie personel medyczny na sali operacyjnej.
- Unikać celowego wdychania - w razie przypadkowego kontaktu z oparami należy wyjść na świeże powietrze.
- Nie wolno wyjmować filtra podczas pobierania gazu i używania z powietrzem.
- Upewnić się, że pacjent jest w stanie utrzymać pozycję wymagającą do wstrzyknięcia gazu.

	Stężenie nierozprężające (%)	Objętość czystego gazu do pobrania	Objętość powietrza
SF ₆	0,410	9,97E-03	24300
C ₂ F ₆	0,388	4,81E-03	12400
C ₃ F ₈	0,528	4,91E-03	9290

*współczynnik ocieplenia globalnego

W przypadku raportów dotyczących tego produktu należy podać numer partii widniejący na opakowaniu. Wszystkie komentarze i sugestie można znaleźć na stronie www.alchimiastri.com

- PRODUCENT www.alchimiastri.com
ALCHIMIA S.r.l.
Viale Austria 14
35020 Ponte San Nicolò (PD) - Włochy
e-mail: info@alchimiastri.com
- Unikaj celowego wdychania - w razie przypadkowego kontaktu z oparami należy wyjść na świeże powietrze.
- Nie wolno wyjmować filtra podczas pobierania gazu i używania z powietrzem.
- Upewnić się, że pacjent jest w stanie utrzymać pozycję wymagającą do wstrzyknięcia gazu.



Gas for intraocular Tamponade: GOT multi

VARNING: Detta instruktionsblad innehåller viktig information och varningar för korrekt användning av den medicintekniska produkten. Läs igenom det noggrant innan du påbörjar något arbete och följ noga bruksanvisningen.

- SAMMANSÄTTNING OCH FÖRPACKNING**
GOT multi är rena gaser: sexfluorväterfluorid (SF₆), heksafluoretan (C₂F₆) och oktafluoropropan (C₃F₈) för användning. Produkterna är tillgängliga i sterila aluminiumcylindrar förpackade i individuella påsar. Förpackningen innehåller en sats för oftalmisk gasinjektion, en 30G-nål, ett patientamband och etiketter för spårbarhet av produkten.

- INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING**
Intraokulär tamponad under vitreoretinal kirurgi. All annan intraokulär kirurgi ska betraktas som otillbörlig vid patient och val av kirurgiskt ingrepp sker enligt kirurgens exklusiva godkännande.

BRUKSANVISNING

- a) Kontrollera att förpackningen är hel innan första användning.
b) Ta ut cylindern (1) ur påsen och placera den på en stabil plats inom det sterila fältet. Skaka den inte.
c) Ta ut satsen för gasinjektion från påsen och öppna den.
d) Ta bort locket (2) från cylindern (1). (A)
e) Anslut satsen för gasinjektion till ventilen (3) på cylindern (1) med kopplingsstycket (4). (B)
f) Leverera den volym gas som visas i kolumn X i tabell 1 genom att trycka satsen för gasinjektion mot cylindern (1). Gasen steriliserar genom att passera igenom filteret (6). (C)
g) Koppla bort satsen för gasinjektion från cylindern (1) och stäng den med dess lock (2).
h) Leverera den volym luft som visas i kolumn Y i tabell 1. Luft steriliserar genom att passera igenom filteret (6). (D)

Unikaj celowego wdychania - w razie przypadkowego kontaktu z oparami należy wyjść na świeże powietrze.

Unikaj celowego wdychania - w razie przypadkowego kontaktu z oparami należy wyjść na świeże powietrze.

- Produkten ska endast användas av sjukvårdspersonal i en operationsall.
- Undvik oavsiktlig inandning - Vid oavsiktlig inandning, flytta till frisk luft.
- Om patienten inte borta filteret under gasavlägsnande och obvändning av luft.
- Se till att patienten kan hålla den position som krävs för gasinjektion.
- DET ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT ATT AVBRYTA ANESTESI MED KÄVAREPROTOKOL I MINST 15 MINUTER INNAN GASINJEKTIONEN I PATIENTENS ÖGA PÅBÖRJAS.**
- Se till att noggrant avlägsna central och perifer glaskropp innan injektion.
- Under injektionen ska korrekt papillar irrigation och eventuell kompression av synnerven övervakas - om tillämpligt ska injektionen omedelbart avbrytas.
- Gör inte hål i och bränn inte cylindern, inte ens efter användning - kassera tomma förpackningar i enlighet med gällande bestämmelser.

BIVIKNINGAR

- Efter kirurgi kan följande komplikationer uppstå: hypertoni, hypotoni, glaukom, keratopati och katarakt. Kirurgen måste väga dessa effekter mot de förväntade fördelarna för patienten.
- EN PATIENT SOM HAR IMPLANTERATS MED INTRAOKULÄRÄR GAS MÅSTE ABSOLUT UNDVIKAS ANESTESI MED NITROGENPROTOKOL** Instruera patienten att bära det bifogade armbandet under en lämplig tidsperiod.
- EN PATIENT SOM HAR IMPLANTERATS MED INTRAOKULÄRÄR GAS MÅSTE ABSOLUT UNDVIKAS TRYCKVARIATIONER** (högtryckningar, flygresa, dykning med eller utan tub, behandling i hyperbar kammar) - instruera patienten att bära det medföljande armbandet under en lämplig tidsperiod.

PRZECIWKAZANIA

Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu - nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C/112°F. Chronić przed światłem słonecznym.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) 2024/573 i rozporządzeniem (UE) 2024/2174


Produkt **GOT multi** zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

	Stężenie nierozprężające (%)	Objętość czystego gazu do pobrania	Objętość powietrza
SF ₆	0,410	9,97E-03	24300
C ₂ F ₆	0,388	4,81E-03	12400
C ₃ F ₈	0,528	4,91E-03	9290

*współczynnik ocieplenia globalnego

W przypadku raportów dotyczących tego produktu należy podać numer partii widniejący na opakowaniu. Wszystkie komentarze i sugestie można znaleźć na stronie www.alchimiastri.com

- PRODUCENT www.alchimiastri.com
ALCHIMIA S.r.l.
Viale Austria 14
35020 Ponte San Nicolò (PD) - Włochy
e-mail: info@alchimiastri.com
- Unikaj celowego wdychania - w razie przypadkowego kontaktu z oparami należy wyjść na świeże powietrze.
- Nie wolno wyjmować filtra podczas pobierania gazu i używania z powietrzem.
- Upewnić się, że pacjent jest w stanie utrzymać pozycję wymagającą do wstrzyknięcia gazu.



korjilla 2.		
Ota taulukon 1 sarakekehyä Y ilmämäärä. Ilma steriloidaan sen kulkessa suodattimen (6) läpi. (D)		
luku 1	X	Y
	Icke expansi koncentration (%)	Volym av ren gas som ska levereras
SF ₆	20	10 ml
C ₂ F ₆	16	8 ml
C ₃ F ₈	12	6 ml

Laajentumatonta pitoisuus (%)	Ottettava puhtaan kaasun määrä	Y ilman määrä

- i) Koppla bort filteret (6) och kopplingsstycket (4) från sprutan (5). (E)
j) Montera genast nålen (7) på sprutan (5). (F)
k) Produktet är klar för intraokulär injektion.
l) Upprepa steg c-j för eventuella följande användningar. Använd en ny sats för gasinjektion för varje användning.

KONTRAINDIKATIONER

- Gaser är inerta ämnen, men det rekommenderas ändå att de inte används på patienter med känd överkänslighet mot de angivna komponenterna.
- Gaser är kontraindicerade hos patienter med intraokulär silikonlinser.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

- Förvara enligt anvisningarna på etiketter före användning.
- Cylinderns sterilitet garanteras endast om förpackningen är intakt. Använd inte om förpackningen redan är öppnad eller skadad innan första användning. Cylindern är inte längre steril efter första användningen.
- GASEN ÄR INTE STERIL** - Sterilisera gasen omedelbart före injektionen genom att leda den genom 0,2 µm-filteret.
- Produkten kan återanvändas - Använd tills cylinderns stäng den med dess lock (2).
- Leverera den volym luft som visas i kolumn Y i tabell 1. Luft steriliserar genom att passera igenom filteret (6). (D)

Unikaj celowego wdychania - w razie przypadkowego kontaktu z oparami należy wyjść na świeże powietrze.

Unikaj celowego wdychania - w razie przypadkowego kontaktu z oparami należy wyjść na świeże powietrze.



Gas for intraocular Tamponade: GOT multi

ADVARSLE: Dette instruktionsbladet inneholder viktig informasjon og advarsler om riktig bruk av medisinsk utstyr. Les det nøye før du starter enhver bruk, og følg bruksveiledningen til punkt og prikke.

FORVARING
Førvara på en torr og väl ventilerad plats - utsatt inte för temperaturer över 50 °C/112 °F. Skydda mot solljus.

YTTERLIGARE INFORMATION

Efterlever förordning (UE) 2024/573 art. 12 och förordning (UE) 2024/2174

Produkterna **GOT multi** innehåller fluorerade växthusgaser.

Gas	Gasvikt (g)/cylinder	CO ₂ -ekv (tonn)/cylinder	GWP*
SF ₆	0,410	9,97E-03	24 300
C ₂ F ₆	0,388	4,81E-03	12 400
C ₃ F ₈	0,528	4,91E-03	9 290

*potential för global uppvärmning

För alla rapporter om denna produkt ska partinumer på förpackningen anges. För eventuella kommentarer eller förslag, gå till www.alchimiastri.com

TILLVERKARE
ALCHIMIA S.r.l.
Viale Austria 14
35020 Ponte San Nicolò (PD) - Italien
e-post: info@alchimiastri.com

Tabell 1

	X	Y
Ikke-ekspansiv konsentrasjon (%)	Volum av ren gass som skal tas	Volum av luft
SF ₆	10 ml	40 ml
C ₂ F ₆	8 ml	42 ml
C ₃ F ₈	6 ml	44 ml

STERILISERING
GASSEN ER IKKE STERIL. Den er pakket i en sylinder sterilisert med etylenoksid.
Gassinjeksjonssettet og nålen er sterilisert med etylenoksid – ikke steriliseres.

OPPBEVARING
Oppbevares på et tørt og lufttett sted – unngå eksponering temperaturer over 50 °C(122°F). Må beskyttes mot sollys.

YTTILIGERE INFORMASJON
I samsvar med forordning (UE) 2024/573 art. 12 og Forordning (UE) 2024/1174


- i) Koble fra filteret (6) og koblingen (4) fra sprøyten (5). (E)
j) Monter umiddelbart nålen (7) på sprøyten (5). (F)
k) Produktet er klart for intraokulær injeksjon.
l) Gentla trin c - j) for hver påfølgende bruk. Bruk et nytt gassinjeksjonssett for hver gang.

KONTRAINDIKASJONER

- Gasser er inerte stoffer. Likevel anbefales det ikke at de brukes på pasienter med kjent overfølsomhet overfor deklarerte komponenter.
- Gasser er kontraindisert hos pasienter med silikonintraokulære linser.

ADVARSLE OG FORHOLDSREGLER

- Oppbevares som angitt på etikettene for bruk.
- Sterilitet av sylindren er kun garantert dersom emballasjen er intakt. Må ikke brukes hvis pakken, før første gangs bruk, allerede er åpen eller skadet.
- GASS ER IKKE STERIL** - Steriliser gassen umiddelbart før injeksjon ved å føre den gjennom 0,2 µm-filteret.
- Produktet kan gjenbrukes - Bruk til innholdet i sylindren er konsumeret.
- Gassinjeksjonssett og nål er kun produkter til engangsbruk - Må ikke steriliseres på nytt. Bruk eller sterilisering av engangsprodukter som allerede er brukt kan føre til infeksjoner.



ГАЗ ДЛЯ ВНУТРІШНЬООЧНОЇ ТАМПОНАДИ: GOT multi

УВАГА! Ця брошура містить важливу інформацію та застереження щодо правильного використання медичних виробів. Уважно прочитайте інструкцію перед виконанням будь-якої дії та ретельно дотримуйтеся її.

СКЛАД І ПАКОВАННЯ

- GOT multi** — це чисті гази: гексафторид сірки (SF₆), гексафторетан (C₂F₆) та октафторпропан (C₃F₈), для багаторазового використання. Продукція випускається в стерильних алюмінієвих балончиках, індивідуально упакованих у пакет. Пакування містить набір для введення офтальмологічного газу, голку 30G, браслет для пацієнта і етикетки для відстеження продукту.

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Внутрішньоочна тампонада у вітреоретинальній хірургії. Будь-яке інше використання повинно вважатися неналежним. Вибір пацієнтів і вибір хірургічного втручання є винятковою відповідальністю хірурга.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Під час першого використання переконайтеся, що пакування не пошкоджене.
- Вийміть балончик (1) із пакувального саше та помістіть його на стіл/у поверхню, всередині стерильного операційного поля. Не струшуйте.
- Вийміть набір для введення офтальмологічного газу з пакувального саше.
- Зніміть ковпачок (2) з балончика (1). (A)
- Під'єднайте набір для введення газу до клапана (3) балончика (1) за допомогою з'єднувача (4). (B)
- Виділіть об'єм газу, зазначений у колонці X таблиці 1, штовхаючи 1N ежіційний набір у напрямку до балончика (1).

- Стерильність контейнера гарантується, якщо пакування не пошкоджене — не використовуйте, якщо пакування вже відкрите або пошкоджене на момент першого використання. Після першого використання контейнер не повинен бути стерильним.
- GAZ NIE JEST STERYLNY** — стерилізуйте газ безпосередньо перед введенням через фільтр діаметром 0,2 µm.
- Продукт багаторазовий — використовуйте доти доки не закінчиться вміст балончика.
- Набір для введення офтальмологічного газу та голка призначені для одноразового використання — не стерилізуйте повторно. Застосування або стерилізація раніше використаних одноразових продуктів може спричинити перебіг зараження.
- Для кожного використання застосуйте новий набір для введення офтальмологічного газу. Застосуйте лише оригінальні набори для введення офтальмологічного газу ALCHIMIA.
- Термін придатності вказано на дні балончика та на етикетках — не використовувати після закінчення терміну придатності.
- Інші стилі null сіл або брелів, використовувати винятково медичним персоналом в операційній.
- Не вдихайте навмисно — у разі випадкового вдихання переїдьте у провітрюване приміщення.
- У жодному разі не знаймайте фільтр під час всмоктування газу та його змішування з повітрям.
- Переконайтеся, що пацієнт здатний утримувати положення, необхідне для введення газу.
- НЕОБХІДНО ПРИПІНІТИ АНЕСТЕЗІЮ ЗАКИСОМ АЗОТУ ШОЯМІНІШЕ ЗА 15 ХВИЛИН ДО ВПРІСКУВАННЯ ГАЗУ В ОКО ПАЦІЄНТА.**
- Перед введенням переконайтеся, що центральне та периферичне опосередковане тиско ретельно видалено.
- Під час введення перевірте правильність кровопостачання зніщи та можливість стиснення зорового нерва; якщо це так, негайно припиніть введення.
- Не проколюйте та не спалюйте балончик, навіть після використання — утилізуйте порожні контейнери відповідно до чинних норм.

Додаткова інформація

Відповідно до Регламенту (ЕС) 2024/573 ст. 12 та Регламенту (ЕС) 2024/2174.

Продукти **GOT multi** містять фторовані парникові гази.

Газ	Вага газу (г) / балончик	CO ₂ -екв. (тонни) / балончик	GWP*
SF ₆	0,410	9,97E-03	24300
C ₂ F ₆	0,388	4,81E-03	12400
C ₃ F ₈	0,528	4,91E-03	9290

* Потенціал глобального потепління.


Для повідомлень про цей продукт див. номер партії, указаний на зовнішньому пакуванні. Щоб отримати коментарі та пропозиції, перейдіть на сайт www.alchimiastri.com.

ВИБРОБИТ

ALCHIMIA S.r.l.
35020 Ponte San Nicolò (PD) — Італія
електронна адреса: info@alchimiastri.com

ПРОДУСЕНТ

ALCHIMIA S.r.l.
Viale Austria 14
35020 Ponte San Nicolò (PD) — Італія
e-post: info@alchimiastri.com



GAS FOR INTRAOCULAR TAMPONADE: GOT multi

VARNING: Detta instruktionsblad innehåller viktig information och varningar för korrekt användning av den medicintekniska produkten. Läs igenom det noggrant innan du påbörjar något arbete och följ noga bruksanvisningen.

INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI / INDEX OF GRAPHICAL SYMBOLS

ZEICHENERKLÄRUNG / INTERPRETATION DES SYMBOLES / INTERPRETACION DE LOS SÍMBOLOS

REFERÊNCIAS AOS SÍMBOLOS / INDEX VAN GRAFISCHE SYMBOLEN / GRAFIK SEMBOLLER DİZİNİ

INDEX SYMBOLI GRAFICZNYCH / INDEX ÖVER GRAFISKA SYMBOLER

GRAAFISTEN SYMBOLIEN HAKEMISTO / INDEXES ÖVER GRAFISKE SYMBOLER

ЛУТАМЧЕННЯ СИМВОЛІВ

CE 0477

	Marcatura CE	Marcado CE	Oznacowanie CE
	CE Marking	Marcação CE	CE-märkning
	CE-Kennzeichnung	CE marking	CE-merkintä
	Marquage CE	CE iğareti	CE-merkling
			Маркування CE

PROTIPICAZIONE

- Гази є відносно інертними речовинами, проте рекомендується не застосовувати їх пацієнтам із відомою гіперчутливістю до заявлених компонентів.
- Гази протипоказані пацієнтам із силіконовими інтраокулярними лізами.

ЗАПОБІГАННЯ ЗАХОДАМ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед використанням зберігайте згідно з інструкціями на етикетці.

GAZ NIE JEST STERYLNY

GAZ NIE JEST STERYLNY — газ należy wstrzykiwać bezpośrednio przed wstrzyknięciem, przepuszczając go przez filtr 0,2 µm.

DET ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT ATT AVBRYTA ANESTESI MED KÄVAREPROTOKOL I MINST 15 MINUTER INNAN GASINJEKTIONEN I PATIENTENS ÖGA PÅBÖRJAS

- Se till att noggrant avlägsna central och perifer glaskropp innan injektion.
- Under injektionen ska korrekt papillar irrigation och eventuell kompression av synnerven övervakas - om tillämpligt ska injektionen omedelbart avbrytas.
- Gör inte hål i och bränn inte cylindern, inte ens efter användning - kassera tomma förpackningar i enlighet med gällande bestämmelser.

BIVIKNINGAR

- Efter kirurgi kan följande komplikationer uppstå: hypertoni, hypotoni, glaukom, keratopati och katarakt. Kirurgen måste väga dessa effekter mot de förväntade fördelarna för patienten.
- EN PATIENT SOM HAR IMPLANTERATS MED INTRAOKULÄRÄR GAS MÅSTE ABSOLUT UNDVIKAS ANESTESI MED NITROGENPROTOKOL** Instruera patienten att bära det bifogade armbandet under en lämplig tidsperiod.
- EN PATIENT SOM HAR IMPLANTERATS MED INTRAOKULÄRÄR GAS MÅSTE ABSOLUT UNDVIKAS TRYCKVARIATIONER** (högtryckningar, flygresa, dykning med eller utan tub, behandling i hyperbar kammar) - instruera patienten att bära det medföljande armbandet under en lämplig tidsperiod.

PRZECIWKAZANIA

Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu - nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C/112°F. Chronić przed światłem słonecznym.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) 2024/573 i rozporządzeniem (UE) 2024/2174

Produkt **GOT multi** zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

	Stężenie nierozprężające (%)	Objętość czystego gazu do pobrania	Objętość powietrza
SF ₆	0,410	9,97E-03	24300
C ₂ F ₆	0,388	4,81E-03	12400
C ₃ F ₈	0,528	4,91E-03	9290

*współczynnik ocieplenia globalnego

W przypadku raportów dotyczących tego produktu należy podać numer partii widniejący na opakowaniu. Wszystkie komentarze i sugestie można znaleźć na stronie www.alchimiastri.com

PRODUCENT

www.alchimiastri.com
ALCHIMIA S.r.l.
Viale Austria 14
35020 Ponte San Nicolò (PD) - Włochy
e-mail: info@alchimiastri.com

Unikaj celowego wdychania - w razie przypadkowego kontaktu z oparami należy wyjść na świeże powietrze.

Nie wolno wyjmować filtra podczas pobierania gazu i używania z powietrzem.

Upewnić się, że pacjent jest w stanie utrzymać pozycję wymagającą do wstrzyknięcia gazu.

KONTRAINDIKATIONER

- Gaser är inerta ämnen, men det rekommenderas ändå att de inte används på patienter med känd överkänslighet mot de angivna komponenterna.
- Gaser är kontraindicerade hos patienter med intraokulär silikonlinser.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

- Förvara enligt anvisningarna på etiketter före användning.
- Cylinderns sterilitet garanteras endast om förpackningen är intakt. Använd inte om förpackningen redan är öppnad eller skadad innan första användning. Cylindern är inte längre steril efter första användningen.
- GASEN ÄR INTE STERIL** - Sterilisera gasen omedelbart före injektionen genom att leda den genom 0,2 µm-filteret.
- Produkten kan återanvändas - Använd tills cylinderns stäng den med dess lock (2).
- Leverera den volym luft som visas i kolumn Y i tabell 1. Luft steriliserar genom att passera igenom filteret (6). (D)

BRUKSANVISNING

- a) Kontrollera att förpackningen är hel innan första användning.
b) Ta ut cylindern (1) ur påsen och placera den på en stabil plats inom det sterila fältet. Skaka den inte.
c) Ta ut satsen för gasinjektion från påsen och öppna den.
d) Ta bort locket (2) från cylindern (1). (A)
e) Anslut satsen för gasinjektion till ventilen