



## Verschiedene Kanülen für die Retinachirurgie


**STERILE**



Membrandissektor (Kingham)  
 0,5 mm scharfe Spitze, 45° zur Abschrägung abgewinkelt  
 1 VPE (10 Stück)  
 20 G x 25 mm (1")

Art.# 10045197




Subretinaler Aspirator (Lambert)  
 Verjüngend auf 33 G x 7 mm, gebogenes distales Ende  
 1 VPE (10 Stück)  
 20 G x 25 mm (1")

Art.# 10045198



Subretinaler Aspirator (Landers)  
 Verjüngend auf 27 G x 6 mm, 2,5 mm der Spitze abgewinkelt  
 1 VPE (10 Stück)  
 20 G x 25 mm (1")

Art.# 10045199




Flötennadel (Charles)  
 1 VPE (10 Stück)  
 19 G x 25 mm (1")

Art.# 10045200




Membran Mikropick (Eaton)  
 0,5 mm scharfe Spitze, 50° zur Abschrägung abgewinkelt  
 Distales Ende verjüngt auf 30 G x 5 mm  
 1 VPE (10 Stück)  
 20 G x 25 mm (1")

Art.# 10045201




Vitreoretinaler Mikropick (Glaser)  
 0,5 mm scharfe Spitze, 50° zur Abschrägung abgewinkelt  
 Distales Ende verjüngt auf 25 G x 3/16"  
 1 VPE (10 Stück)  
 20 G x 25 mm (1")

Art.# 10045202



Vitreoretinaler Mikropick (Glaser)  
 0,5 mm scharfe Spitze, 50° zur Abschrägung abgewinkelt  
 Distales Ende verjüngt auf 27 G x 3/16"  
 1 VPE (10 Stück)  
 23 G x 25 mm (1")

Art.# 10045203





Vitreoretinale Kanüle (Vander)  
 20 g verjüngt auf 30 G  
 1 VPE (10 Stück)  
 Gerade  
 Angewinkelt

Art.# 10045204

Art.# 10045205

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical




**Subretinaler Injektor (Glaser)**

Distales Ende verjüngt auf 33 G x 3 mm, gebogen

1 VPE (10 Stück)

20 G x 25 mm (1")

Art.# 10045206




**Subretinaler Injektor (Glaser)**

Distales Ende verjüngt auf 33 G x 3 mm, gerade

1 VPE (10 Stück)

20 G x 25 mm (1")

Art.# 10045207



**MVR Kanüle (Glaser)**


Distales Ende verjüngt auf 33 G x 4 mm

1 mm von Spitze abgewinkelt

1 VPE (10 Stück)

20 G x 25 mm (1")

Art.# 10045208



**Subretinale Kanüle (Lambert)**

Gebogenes distales Ende verjüngt auf 33 G x 7 mm

1 VPE (10 Stück)

20 G x 25 mm (1")

Art.# 10047529

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical