


Komplett.
Kompetent.
Konstant.



www.W20.de



Type 92S

hydrophil

monofokal

sphärisch

J-Loop

non-preloaded

klar

Optik-/Gesamtdurchmesser
6,0 mm / 15,0 mm

Refraktiver Index
1,46

Haptik
J-Loop, 10° Anwinkelung

Material
Hydrophiles Acrylat, Wassergehalt 28 %

Optikdesign

- Sphärisch
- Bikonvex
- Einteilige, faltbare IOL
- Umlaufend scharfe Kanten zur Nachstarreduktion

Optimierte IOL-Konstanten*

nominal

119,7
120,6 bei
skleraler
Fixierung

Haigis

$a_0=1,40$
 $a_1=0,40$
 $a_2=0,10$

HofferQ

$pACD=$
5,60

Holl. 1

$sf=1,84$


SRK/T

$A=119,1$

SRK II

$A=119,6$

Dioptrienbereich



Hersteller: Morcher

*Herstellerangabe