

Komplett.
Kompetent.
Konstant.



www.W20.de



PVB105XAA - SPIRANT XANTHOUS

hydrophil

monofokal

asphärisch

C-Loop

Injektor beiliegend

gelb

Optik-/Gesamt-durchmesser

6,0 mm / 12,5 mm

Haptik

C-Loop, 5° Anwinkelung

Material

Hydrophiles Acrylat

Optikdesign

- Negativ asphärisch
- Einteilige, faltbare IOL
- Umlaufend scharfe Kanten zur Nachstarreduktion

Optimierte IOL-Konstanten*

nominal

118,0

Haigis

$a_0=0,86$
 $a_1=0,40$
 $a_2=0,10$

Holl. 1

$sf=1,18$

SRK/T

118,1


SRK II

118,3

Barrett

$LF=1,36$

Dioptrienbereich



Hersteller: Lifeline

*Herstellerangabe