



Komplett.
Kompetent.
Konstant.



www.W20.de



EVOLUX® mit Dualinjektor

hydrophob

monofokal+

asphärisch

C-Loop

preloaded

klar

Optik-/Gesamt- durchmesser

6,0 mm / 13,0 mm

Refraktiver Index

1,48 (bei 35 °C)

Haptik

C-Loop, 0° Anwinkelung

Material

Hydrophobes Acrylat


Optikdesign

- Bikonvex verstärkte monofokale asphärische Vorderfläche
- Sphärisch monofokale Rückfläche
- Asphärität von -0,15 µm in der monofokalen Peripherie

Optimierte IOL- Konstanten*

nominal	Haigis	HofferQ	HofferQST	Holladay	SRK/T
118,0	a0=0,325 a1=0,208 a2=0,151	pACD=5,15	pACD=5,106	sf=1,38	118,33
Barrett	Olsen		Kane	EVO	
LF=1,43 A=118,13	C-Konstante=0,297 ACD=4,18		118,17	118,28	

Dioptrienbereich



Hersteller: SIFI

*Herstellerangabe

Vorderer Augenabschnitt - Implantate