

ES

Composición 1mL contiene	2.0%	2.4%
Hydroxypropylmethylcellulose	20.00 mg	24.00 mg
Cloruro de sodio	6.40 mg	6.40 mg
Cloruro de potasio	0.75 mg	0.75 mg
Cloruro de calcio 2H ₂ O	0.48 mg	0.48 mg
Cloruro de magnesio 6H ₂ O	0.30 mg	0.30 mg
Acetato de sodio 3H ₂ O	3.90 mg	3.90 mg
Citrato de sodio 2H ₂ O	1.70 mg	1.70 mg
Otros componentes	Cantidad suficiente de HCl o NaOH, Agua para inyección	

IT

Composizione 1mL contiene	2.0%	2.4%
Idrossipropilmetilcellulosa	20.00 mg	24.00 mg
Cloruro di sodio	6.40 mg	6.40 mg
Cloruro di potassio	0.75 mg	0.75 mg
Cloruro di calcio 2H ₂ O	0.48 mg	0.48 mg
Cloruro di magnesio 6H ₂ O	0.30 mg	0.30 mg
Acetato di sodio 3H ₂ O	3.90 mg	3.90 mg
Citrato di sodio 2H ₂ O	1.70 mg	1.70 mg
Altri componenti	Quantità sufficiente di HCl o NaOH, acqua per iniezione	

 **Manufacturer**
Üretici / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Produttore

 **MiRAY**
MEDİKAL
ATAKAN DEDE-MIRAY MEDİKAL

**Fabrika Address: Çak Mah. 14, (410) Sk.
No: 14 B Nilüfer/BURSA/TURKEY**
Tel.1: +90 549 600 14 63 Tel.2: +90 549 400 14 63
Tel.3: +90 552 183 14 63

info@miraymedikal.com / www.miraymedikal.com