




Hydrodissektionskanülen



STERILE



8 mm abgewinkelte Spitze (32°), glatte ovale Spitze,
Abgeflacht von der Biegung bis zum Ende

1 VPE (10 Stück)

23 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045137

25 G x 22 mm (7/8")


Art.# 10045136

27 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045135

30 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045134



"J" Form, 1,5 mm Höhe x 1,5 mm Breite

glatte, oval geformte Spitze, abgeflachter "J" geformte Spitze

1 VPE (10 Stück)

25 G x 22 mm (7/8")


Art.# 10045140

27 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045139

30 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045138



Hydrodissektionsnadel (Kellan)

Verkürzte Abschrägung


1 VPE (10 Stück)

25 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045141

27 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045142



Hydrodissektionskanüle (Kellan) (=Sauter-Kanüle)

Gebogen, vertikal abgeflacht


1 VPE (10 Stück)

25 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10044651

27 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10044638




Nadel zur Kernhydrolyse (P. Koch)

Gebogen, abgeflacht

1 VPE (10 Stück)

25 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045143




Kern-Hydrodissektor / Rotator (Sinskey)

8 mm abgewinkelte Spitze (32°), Gegabelte stumpfe Spitze
Abgeflacht von der Biegung bis zum Ende

1 VPE (10 Stück)

25 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045144



Kortikaler Spalt-Hydrodissektor


11 mm vom Ende abgewinkelt

Horizontal abgeflachte Spitze 4 mm vom Ende

1 VPE (10 Stück)

27 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045145



Kern Hydrodissektor, gebogen

Horizontal abgeflachte Spitze 4 mm vom Ende


1 VPE (10 Stück)

27 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045146


Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical

Kanülen



Hydrodissektionskanüle (Chang)
50° abgeflachte Schräge
1 VPE (10 Stück)
27 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045147



Nichamin Hydrodissektionskanüle
11 mm vom Ende abgewinkelt und geformt
Spitze 9 mm vom Ende horizontal abgeflacht
1 VPE (10 Stück)
27 G x 22 mm (7/8")

Art.# 10045544

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical