




NVB10AUA - STRIDENT AUROUS



Hydrophob, monofokal, asphärisch, C-Loop, pre-loaded, gelb

Material	Hydrophobes Acrylat					
Refraktiver Index	1,49					
UV-Schutz	Ja, plus Blaulichtfilter					
Design	• Zur Implantation in den Kapselsack • Einteilige, faltbare IOL • Umlaufend scharfe Kanten zur Nachstarreduktion • Asphärisch					
Optik- / Gesamtdurchmesser	6,0 mm / 13,0 mm					
Haptik	C-Loop, 0° Anwinklung					
Theoretische A-Konstante	118,5					
Theoretische Vorderkammer-tiefe	5,28 mm					
Optimierte IOL Konstanten*	nominal	Haigis	Holladay1	SRK/T	SRK II	Barrett
	118,5	a0=1,26 a1=0,40 a2=0,10	sf=1,51	A=118,7	A=119,1	LF=1,73
Dioptrienbereich						
Inzisionsgröße*	2,2 mm					
Besonderheiten	• Ausgezeichnete Biokompatibilität des IOL-Materials • Auf den Brechungsindex des IOL-Materials abgestimmte Optik • Einzigartiges Design für ein dünnes IOL-Profil und hervorragende haptische Stabilität • IOL mit hoher Auflösung (MTF) und präziser Dioptriengenauigkeit • Reibungslose und vorhersehbare Entfaltung • Vorgeladen in Medice-Injektor • Konsignationslager können nach Rücksprache zur Verfügung gestellt werden					
Hersteller: Lifeline	1 Stück STRIDENT AUROUS NVB10AUA					STERILE

*Herstellerangabe