





Carlevale™ Instrumentenset



Dieses Instrumentenset enthält alle für die Implantation der sklerafixierten Carlevale IOL notwendigen Instrumente als einmal nutzbare Variante.

So stehen - unabhängig von den eingesetzten Standardinstrumenten für die Kataraktchirurgie - das für die Implantation der Sonderlinse benötigte Instrumentarium griffbereit zur Verfügung.

Das Set beinhaltet die folgenden Instrumente:

	Gerades MVR-Messer, 23G
	Vorderkammerkanüle
	Gewinkeltes Tellermesser 2,0 mm
	Gewinkeltes Slit Messer 2,75 mm
	Skleralmarker 1,5 / 3,5 mm
	Pinzette, gebogen, 23G
Hersteller: md-tech	1 Stück Instr.-set Art. MT041CP/W2O 10044603  STERILE

Carlevale Pinzette



Gebogene Faßpinzette in 23G für die Implantation der Carlevale IOL, zum sicheren Greifen der Haptik mit glatten, abgerundeten Spitzen.

Hersteller: md-tech	1 VPE (5 Stück) Carlevale Pinzette  STERILE
---------------------	---

Art. IKIT0D02287

Vorderer Augenabschnitt - Implantate