






## SteriBest Instrument Trays

SteriBest® Mikro-Instrumentenschalen bieten fortschrittliche Designmerkmale, die den Fluss und das Eindringen von Dampf und ETO erleichtern und eine schnellere, vollständigere Trocknung fördern, wie unabhängige Laborstudien gezeigt haben. Stiftmatten und Silikonhalterungen minimieren die Bewegung der Instrumente, schützen sie und maximieren den Fluss und Kontakt des Sterilisationsmittels. Stapelbar für eine platzsparende Lagerung.

	<p>SteriBest Micro Instrument Tray 254 mm x 152 mm x 19 mm Komplettset mit Basis, Deckel, Silikonmatte 1 Stück Art. CP1038S</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 254 mm x 152 mm x 38 mm Komplettset mit Basis, Deckel, Silikonmatte 1 Stück Art. CP1038D1</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 254 mm x 152 mm x 38 mm Bestehend aus Basis und Deckel 2 Einsätze für Phakohalterung: • Halter 1 mit 8 mm Schlitz • Halter 2 mit 16 mm Schlitz 1 Stück Art. CP1038D1-P-1S/L</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 254 mm x 152 mm x 38 mm Bestehend aus Basis und Deckel 2 Einsätze für Phakohalterung mit 3 Schlitzten: • Halter 1 mit 3 Schlitzten á 8 mm • Halter 2 mit 15,5 mm, 7,5 mm und 8 mm Schlitzten 1 Stück Art. CP1038D1-P-3S/L</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 254 mm x 152 mm x 38 mm Komplettset mit Basis, Deckel, Silikonmatte, Matteneinlage 1 Stück Art. CP1038D2</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 190,5 mm x 102 mm x 38 mm Komplettset mit Basis, Deckel, Silikonmatte 1 Stück Art. CP471D1</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 190,5 mm x 102 mm x 38 mm Bestehend aus Basis und Deckel 2 Einsätze für Phakohalterung: • Halter 1 mit 8 mm Schlitz • Halter 2 mit 16 mm Schlitz 1 Stück Art. CP471D1-P-1S/L</p>

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: RICA Surgical Products



	<p>SteriBest Instrument Tray 190,5 mm x 102 mm x 38 mm Bestehend aus Basis und Deckel 2 Einsätze für Phakohalterung mit 3 Schlitzen: • Halter 1 mit 3 Schlitzen á 7,5 mm • Halter 2 mit 15,5 mm, 7,5 mm und 12,5 mm Schlitzen 1 Stück Art. CP471D1-P-3S/L</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 190,5 mm x 102 mm x 19 mm Bestehend aus Basis, Deckel, Silikonmatte 1 Stück Art. CP471S</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 190,5 mm x 102 mm x 19 mm Bestehend aus Basis und Deckel 2 Einsätze für Messerhalterung mit 4 Schlitzen á 5,5 mm 1 Stück Art. CP471S-DK-4</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 190,5 mm x 102 mm x 19 mm Bestehend aus Basis und Deckel 2 Einsätze für Messerhalterung mit 2 Schlitzen á 5,5 mm 1 Stück Art. CP471S-DK-2</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 190,5 mm x 102 mm x 19 mm Bestehend aus Basis und Deckel 2 Einsätze für Messerhalterung mit 5 Schlitzen á 5,5 mm 1 Stück Art. CP471S-DK-5</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 190,5 mm x 102 mm x 19 mm Bestehend aus Basis und Deckel 2 Einsätze für Messerhalterung mit 3 Schlitzen á 5,5 mm 1 Stück Art. CP471S-DK-3</p>
	<p>SteriBest Instrument Tray 190,5 mm x 63,5 mm x 19 mm Bestehend aus Basis, Deckel, Silikonmatte 1 Stück Art. CP778</p>
	<p>SteriBest Micro Instrument Tray 165 mm x 102 mm x 19 mm Komplettset mit Basis, Deckel, Silikonmatte 1 Stück Art. CP634</p>
	<p>SteriBest Micro Instrument Tray 152 mm x 64 mm x 19 mm Komplettset mit Basis, Deckel, Silikonmatte 1 Stück Art. CP614</p>

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: RICA Surgical Products