





## Vorderkammerkanülen

Vorderkammerkanülen (auch bekannt als: Air Injektion, Rycroft und Viskoelastische Kanülen) dienen zur Spülung der Vorderkammer und Befeuchtung der Hornhaut während der Kataraktoperation. Sie haben glatte, abgerundete Enden zum sicheren Einbringen von Viskoelastikum.



Vorderkammerkanüle, 32° abgewinkelt  
Länge 22 mm (7/8"); 25 mm (1") in 19 G und 20 G  
1 VPE (10 Stück) **STERILE**  
Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle die gewünschte Dicke und Länge der Biegung und lesen dann die entsprechende Katalognummer ab.  
Die Zeichnungen jeder Spalte zeigen die tatsächliche Länge der Biegung.

	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm
19 G	1008-3/ 10044911	1008-4 10044912	1008-5 10044913	1008-6 10044914	1008-7 10044915	1008-8 10044916	1008-9 10044917	1008-10 10044918	1008-11 10044919	1008-12 10044920
20 G	1007-3 10044901	1007-4 10044902	1007-5 10044903	1007-6 10044904	1007-7 10044905	1007-8 10044906	1007-9 10044907	1007-10 10044908	1007-11 10044909	1007-12 10044910
21 G	1006-3 10044889	1006-4 10044890	1006-5 10044891	1006-6 10044892	1006-7 10044893	1006-8 10044896	1006-9 10044897	1006-10 10044898	1006-11 10044899	1006-12 10044900
23 G	1004-3 10044879	1004-4 10044880	1004-5 10044881	1004-6 10044882	1004-7 10044883	1004-8 10044884	1004-9 10044641	1004-10 10044886	1004-11 10044885	1004-12 10044888
25 G	1003-3 10044868	1003-4 10044869	1003-5 10044870	1003-6 10044871	1003-7 10044872	1003-8 10044873	1003-9 10044875	1003-10 10044876	1003-11 10044877	1003-12 10044878
27 G	1001-3 10044859	1001-4 10044860	1001-5 10044861	1001-6 10044862	1001-7 10044863	1001-8 10044864	1001-9 10044649	1001-10 10044865	1001-11 10044866	1001-12 10044867
30 G	1000-3 10044850	1000-4 10044851	1000-5 10044852	1000-6 10044653	1000-7 10044853	1000-8 10044854	1000-9 10044855	1000-10 10044856	1000-11 10044857	1000-12 10044858



Vorderkammerkanüle, gerade **STERILE**  
1 VPE (10 Stück)  
19 G x 25 mm (1") Art. 1108S/W20 10044944  
20 G x 25 mm (1") Art. 1107S/W20 10044942  
21 G x 22 mm (7/8") Art. 1106S/W20 10044941  
23 G x 32 mm (1 1/4") Art. 1104SL/W20 10044645  
23 G x 22 mm (7/8") Art. 1104S/W20 10044927  
25 G x 22 mm (7/8") Art. 1103S/W20 10044925  
27 G x 22 mm (7/8") Art. 1101S/W20 10044923  
30 G x 22 mm (7/8") Art. 1100S/W20 10044921

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical

## Kanülen



	<p>Vorderkammerkanüle, gebogen</p> <p>1 VPE (10 Stück) <span style="float: right;">⊗</span> <span style="float: right;">STERILE</span></p> <p>19 G x 25 mm (1")                      Art. 1108C/W20 10044945</p> <p>20 G x 25 mm (1")                      Art. 1107C/W20 10044943</p> <p>21 G x 22 mm (7/8")                      Art.-Nr. 1106C</p> <p>23 G x 22 mm (7/8")                      Art. 1104C/W20 10044938</p> <p>25 G x 22 mm (7/8")                      Art. 1103C/W20 10044926</p> <p>27 G x 22 mm (7/8")                      Art. 1101C/W20 10044924</p> <p>30 G x 22 mm (7/8")                      Art. 1100C/W20 10044922</p>
	<p>Vorderkammerkanüle, 11 mm von Spitze geformt</p> <p>1 VPE (10 Stück) <span style="float: right;">⊗</span> <span style="float: right;">STERILE</span></p> <p>27 G x 22 mm (7/8")                      Art. 1200/W20 10044946</p>

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical

### Kanülen