




Tek-Lens II Model 617Y



Hydrophil, monofokal, asphärisch, dreiteilig, gelb

Material	Hydrophiles Acrylat, Wassergehalt 26%					
Refraktiver Index	1,457 bei 35°C (voll hydriert)					
UV-Schutz	Ja, Blaulichtfilter					
Optikdesign	• Asphärisch • Gleichmäßig bikonvex • Rechtwinkliges Kantendesign					
Optik- /Gesamtdurchmesser	6,0 mm / 13,0 mm					
Haptik	aus Blue-Core PES, 5° Anwinkelung					
Theoretische A-Konstante (optisch)	118,0					
Theoretische Vorderkammertiefe (optisch)	4,96 mm					
Optimierte IOL Konstanten*	nominal	Haigis	HofferQ	Holl. 1	SRK/T	SRK II
	118,0	a0=0,85 a1=0,40 a2=0,10	pACD=5,05	sf=1,31	A=118,2	A=118,6
Dioptrienbereich						
Inzisionsgröße	abhängig von der angewandten Implantationstechnik mit ACCUJECT™ 2.5-3P: ≤2,9 mm					
Besonderheiten	Lichttransmission >95%					
Hersteller: Tekia	1 Stück Model 617Y					 STERILE

*Herstellerangabe