

Viskoadaptives Viskoelastikum - Hyaluronsäure Synergy visc



STERILE



	Synergy visc 1,0%	Synergy visc 1,2%	Synergy visc 1,4%	Synergy visc 1,6%	Synergy visc 1,8%	Synergy visc 2,0%
Molekulargewicht des Rohmaterials (Mio. Daltons)	2,5 - 3,0					
Dynamische Viskosität (mPa.s)	25.000 - 50.000	50.000 - 100.000	100.000 - 150.000	150.000 - 200.000	200.000 - 300.000	> 400.000
ph-Wert	6,8 - 7,6					
Osmolarität (mOsm/kg)	300 - 350					
Lagertemperatur	+2° - +25°C					
Inhalt VPE	<ul style="list-style-type: none"> • Spritze mit 1,1 ml • 27 G Kanüle 					
Hersteller: md tech	Art.# 10044375	Art.# 10044521	Art.# 10044268	Art.# 10044522	Art.# 10044293	Art.# 10045833