

Komplett.  
Kompetent.  
Konstant.



www.W20.de



## DRVVB100SCA - STRIDENT SCOLORITO

hydrophob

monofokal

asphärisch

C-Loop

Injektor beiliegend

klar

### Optik-/Gesamt-durchmesser

6,0 mm / 13,0 mm

### Haptik

C-Loop, 0° Anwinkelung

### Material

Hydrophobes Acrylat


### Optikdesign

- Negativ asphärisch
- Einteilige, faltbare IOL
- Umlaufend scharfe Kanten zur Nachstarreduktion

### Optimierte IOL-Konstanten\*

nominal	Haigis	Holl. 1	SRK/T	SRK II	Barrett
118,5	a0=1,26 a1=0,40 a2=0,10	sf=1,51	118,7	119,1	SF=1,73

### Dioptrienbereich



Hersteller: Lifeline

\*Herstellerangabe

## Vorderer Augenabschnitt - Implantate