

Komplett.
Kompetent.
Konstant.



www.W20.de



Orizon™ SDHBPY

hydrophob

monofokal

asphärisch

C-Loop

preloaded

gelb

Optik-/Gesamtdurchmesser
6,0 mm / 13,0 mm

Refraktiver Index
1,49

Haptik
C-Loop,
0° Anwinkelung

Material
Biokompatibles hydrophobes Acrylat

Optikdesign

- Asphärisch
- Bikonvexe Oberfläche
- Einteilige, Faltbare IOL
- 360° scharfe Kante zur Nachstarreduktion
- Einkerbungen zur einfachen IOL-Manipulation
- Sphärische Abberation von -0,25 µm

Optimierte IOL-Konstanten*

nominal

118,5

SRK/T

A=118,7

Haigis

a0=0,472
a1=0,077
a2=0,174

SRK II

A=118,9

HofferQ

pACD=
5,39


Holl. 1

SF=1,62

Holl. 2

5,19

Dioptrienbereich



Hersteller: Sidapharm

*Herstellerangabe

Vorderer Augenabschnitt - Implantate