



PVB105CLA - SPIRANT CLA

hydrophil

monofokal

asphärisch

C-Loop

Injektor beiliegend

klar

Optik-/Gesamtdurchmesser

6,0 mm / 12,5 mm

Refraktiver Index

1,46

Haptik

C-Loop, 5° Anwinkelung

Material


Hydrophiles Acrylat, Wassergehalt 26 %

Optikdesign

- Asphärisch
- Einteilige, faltbare IOL
- Umlaufend scharfe Kanten zur Nachstarreduktion

Optimierte IOL-Konstanten*

nominal	Haigis	Holl. 1	SRK/T	SRK II	Barrett
118,0	a0=0,86 a1=0,40 a2=0,10	sf=1,18	A=118,1	A=118,3	LF=1,36



Hersteller: Lifeline

*Herstellerangabe