



Arclight Solar LED Ophthalmoskop & Otoskop Arclight Project

Mühelose Diagnose. Überall.
 Mit dem kompakten und einfach zu bedienenden Ophthalmoskop-Lupen-Otoskop für medizinisches Fachpersonal aller Stufen.

Highlights	Unterwegs - neuartiges flexibles Design Tragbar - Hemdtasche oder um den Hals Präzise - leicht und wendig Erschwinglich - kein Batterie-/Glühlampenwechsel Zuverlässig - robust und effizient	
Eigenschaften	• LED - gestochen scharfe und zuverlässige Beleuchtung • Blaues Licht - für Hornhautuntersuchungen • Korrekturlinsen • Vorderabschnitt-Lupe • Doppelte Lademöglichkeit - Solarpanel & USB C • Ohrspekula für die Wandlung zum Otoskop • Adaption an Smartphone möglich	
Spezifikationen	• Beleuchtung: LED - warm-weiß (Ophthalmoskop) Tageslicht-weiß (Otoskop/Lupe) Blau • Linsen: -3 dpt, -6 dpt, +4 dpt • Spekula: 4,5 mm und 2,5 mm • Logik-Modi: 1) Standard allgem. 2) Augenarzt 3) Ohrenarzt • Maße, Gewicht: - Gerät - 110 x 24 x 9 mm, 20 g - Stofftasche inkl. Extras - 127 x 67 x 33 mm, 83 g • Batterie: Li-Ion (mitgeliefert) • Laden: Solar, USB-C • Material: ABS, PC, PMMA, Silikon, Nylon • Klassifizierung: Klasse 1, unsteril, nicht messend	
Lieferumfang	• Stoffetui • 2x Spekula • Schlüsselband • USB-C-Kabel • Sehzeichentabelle auf Tuch • Lesekarte auf Tuch • Videoclip • Anleitungen/Onlineinhalte	
Hersteller: St. Andrews Medical Innovations	Arclight	Art. 10046585

Für die tägliche Praxis