

**Carlevale™ IOL**

- hydrophil
- monofokal
- asphärisch
- sklerafixiert
- Injektor beiliegend
- klar

**Optik-/Gesamtdurchmesser**  
6,5 mm / 13,4 mm


**Refraktiver Index**  
1,46

**Haptik**  
10° Anwinkelung

**Material**  
Copolymeres, hydrophiles Acrylat mit UV-Filter und natürlichem Gelbfilter, Wassergehalt 25 %

- Optikdesign**
- Monofokal asphärisch
  - Bikonvex
  - 360° scharfe Kante
  - Glare Stop Barrier Filter / Blendschutzfilter
  - Sphärische Abberation von -0,26 µm

<b>Optimierte IOL-Konstanten für optische Biometrie*</b>	nominal	Haigis	HofferQ	Holl. 1
	118,0	a0=1,589 a1=0,400 a2=0,100	pACD=5,20	sf=1,42
	Holl. 2	SRK/T	SRK II	Barrett
	5,257	A=118,5	A=118,7	1,62



Hersteller: md-tech

\*Herstellerangabe

Vorderer Augenabschnitt - Implantate