


Komplett.
Kompetent.
Konstant.



www.W20.de



NVB10AUA - STRIDENT AUROUS

hydrophob

monofokal

asphärisch

C-Loop

preloaded

gelb

Optik-/Gesamtdurchmesser
6,0 mm / 13,0 mm

Refraktiver Index
1,49


Haptik
C-Loop, 0° Anwinkelung

Material
Hydrophobes Acrylat

Optikdesign

- Zur Implantation in den Kapselsack
- Einteilige, faltbare IOL
- Umlaufend scharfe Kanten zur Nachstarreduktion
- Asphärisch

	nominal	Haigis	Holl. 1	SRK/T	SRK II	Barrett
Optimierte IOL-Konstanten*	118,5	a0=1,26 a1=0,40 a2=0,10	sf=1,51	A=118,7	A=119,1	LF=1,73



Hersteller: Lifeline

*Herstellerangabe

Vorderer Augenabschnitt - Implantate