


Sterilisierte Einmalinstrumente für die Kataraktchirurgie in einem Tray. Für die einfache und schnelle OP-Vorbereitung. Hergestellt in Frankreich.

Katarakt EasySet Standard 1

Inhalt:



- ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht Art.-Nr. 17227
- ONE - Bonn Pinzette 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform Art.-Nr. 17221
- ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip Art.-Nr. 17237
- ONE - Sinskey IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip Art.-Nr. 17223

1 VPE (10 Sets)


EasySet Standard 1 Art.5001X10/W2O 10040804



STERILE

Katarakt EasySet Premium 1

Inhalt:



- ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht Art.-Nr. 17227
- ONE - Bonn Pinzette 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform Art.-Nr. 17221
- ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip Art.-Nr. 17237
- ONE - Sinskey IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip Art.-Nr. 17223
- ONE - Fadenpinzette, gebogen, 3,5 mm Plattform Art.-Nr. 17247

1 VPE (10 Sets)

EasySet Premium 1 Art.5101X10/W2O 10041576




STERILE

OP-Zubehör Vorderer Augenabschnitt



Katarakt EasySet Premium 2

Inhalt:



- ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht Art.-Nr. 17227
- ONE - Bonn Pinzette 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform Art.-Nr. 17221
- ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip Art.-Nr. 17237
- ONE - Sinsky IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip Art.-Nr. 17223
- ONE - Fadenpinzette, gebogen, 3,5 mm Plattform Art.-Nr. 17247
- ONE - Linsenmanipulator, konisch, gerade, stumpf Art.-Nr. 17230

1 VPE (10 Sets)


EasySet Premium 2 Art. 5102X10/W2O 10040806



STERILE

Katarakt EasySet #52136

Inhalt:



- ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht Art.-Nr. 17227
- ONE - Bonn Pinzette 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform Art.-Nr. 17221
- ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip Art.-Nr. 17237
- ONE - Sinsky IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip Art.-Nr. 17223
- ONE - McPherson gewinkelte Fadenpinzette, 8 mm Plattform Art.-Nr. 17233
- ONE - Linsenmanipulator, konisch, gerade, stumpf Art.-Nr. 17230
- ONE STEEL - Spitze Schere Art.-Nr. 17506

1 VPE (10 Sets)

Katarakt EasySet #52136 Art. 52136/W2O 10041469



STERILE

W20 Katarakt Instrumentenset

Inhalt:



- Leibinger Spekulum, gewinkelt, temporal, Länge 65 mm Art. 31-3002
- Irisschere, gerade Art. 20-7001
- Bonn Pinzette, gerade, kurz 0,25 mm Zähne, 6 mm Plattform, 90 mm lang Art. 10-1107
- McPherson Fadenpinzette, kurz, 5 mm Plattform, 90 mm lang Art. 10-9009
- Kapsulorhexispinzette, gebogen, Zystotome Tip, 103 mm lang Art.-Nr. 11-5051
- Lester IOL Manipulator, 45° gewinkelt, 12 mm Tiplänge, Zweiglänge 1 mm Art. 41-1006

Hersteller: blink medical

1 Set



STERILE

W20-Art. 10043788

OP-Zubehör Vorderer Augenabschnitt