




NVB10SCA - STRIDENT SCOLORITO



Hydrophob, monofokal, asphärisch, C-Loop, pre-loaded

Material	Hydrophobes Acrylat					
Refraktiver Index	1,56					
UV-Schutz	Ja					
Design	• Asphärisch • Einteilige, faltbare IOL • Umlaufend scharfe Kanten zur Nachstarreduktion • Zur Implantation in den Kapselsack					
Optik- / Gesamtdurchmesser	6,0 mm / 13,0 mm					
Haptik	C-Loop, 0° Anwinklung					
Theoretische A-Konstante	118,5					
Theoretische Vorderkammer-tiefe	5,20 mm					
Optimierte IOL Konstanten ¹	nominal	Haigis	Holladay1	SRK/T	SRK II	Barrett
	118,5	a0=1,260 a1=0,400 a2=0,100	sf=1,51	A=118,7	A=119,1	LF=1,73
Dioptrienbereich	à 0,5 dpt auf Lager +10 dpt +30 dpt					
Inzisionsgröße*	2,2 mm					
Besonderheiten	• Ausgezeichnete Biokompatibilität des IOL-Materials • Auf den Brechungsindex des IOL-Materials abgestimmte Optik • Einzigartiges Design für ein dünnes IOL-Profil und hervorragende haptische Stabilität • IOL mit hoher Auflösung (MTF) und präziser Dioptriengenauigkeit • Reibungslose und vorhersehbare Entfaltung • Vorgeladen in Medice-Injektor • Konsignationslager können maximal von +10 dpt bis +30 dpt zur Verfügung gestellt werden					
Hersteller: Lifeline	1 Stück STRIDENT SCOLORITO NVB10SCA STERILE					

*Herstellerangabe