

**SDHB6130S / SDHB6130Si****hydrophob, monofokal, sphärisch, C-Loop**

Material	Biokompatibles hydrophobes Acrylat				
Refraktiver Index	1,56				
UV-Schutz	Ja				
Design	• Sphärisch • Bikonvexe Oberfläche • Einteilige, faltbare IOL • 360° scharfe Kante zur Nachstarreduktion • Einkerbungen zur einfachen IOL-Manipulation				
Optik- / Gesamtdurchmesser	6,0 mm / 13,0 mm				
Haptik	C-Haptik, 0° Anwinklung				
Theoretische A-Konstante (optisch)	118,5				
Theoretische Vorderkammertiefe (optisch)	5,2 mm				
IOL Konstanten*	nominal	Haigis	HofferQ	Holl. 1	Holl. 2
	118,5	a0=1,110 a1=0,400 a2=0,100	pACD= 5,20	SF=1,51	ACD= 5,19
	SRK/T	SRK II			
	A=118,7	A=119,1			
Dioptrienbereich	← à 1,0 dpt à 0,5 dpt à 1,0 dpt → 0 dpt Anfrage +10 dpt auf Lager +30 dpt Anfrage +35 dpt				
Inzisionsgröße	Abhängig vom verwendeten Injektor; 2,2 mm empfohlen				
Besonderheiten	• Variante SDHB6130S: Lieferung als non-preloaded IOL mit Injektor und Cartridge beiliegend (läuft aus) • Variante SDHB6130Si: ohne Injektor • Konsignationslager können maximal von +10 dpt bis +30 dpt zur Verfügung gestellt werden				
Hersteller: Sidapharm	1 Stück SDHB6130S, 1 Injektor, 1 Cartridge 1 Stück SDHB6130Si				STERILE

*Herstellerangabe

Implantate Vorderer Augenabschnitt