












ProTekt™ Scharfe Messer mit Schutzkappe



Diese Messer besitzen unvergleichliche Schärfe und vielfältige Einsatzbereiche. Die transparente, bewegliche Schutzhülle gibt ein taktileres, visuelles und hörbares Feedback beim Öffnen und Schließen. Eine hauchdünne Silikonbeschichtung reduziert Lichtreflexionen der Metallflächen.

| | |
|---|--|
|  | <p>Phakolanzie Williamson Trapezoid™-Style, Schliff oben, angewinkelt, Kennzeichnung beider Schnittbreiten 6 Messer ② STERILE 2,5 mm / 2,9 mm Art. PG44850MU/W20 10036005 2,7 mm / 3,2 mm Art. PG44820MU/W20 10036003</p> |
|  | <p>Phakolanzie Mikro-Trapezoid-Style, Schliff oben, angewinkelt, Kennzeichnung beider Schnittbreiten 6 Messer ② STERILE 1,5 mm / 2,0 mm Art. PG44880MU/W20 10036410 1,6 mm / 1,8 mm Art. PG44890MU/W20 10037491 1,9 mm / 2,4 mm Art. PG44870MU/W20 10037466</p> |
|  | <p>Phakolanzie Slit-Style, Schliff oben, angewinkelt 6 Messer ② STERILE 2,4 mm Art. PG44515MU/W20 10047040 2,75 mm Art. PG44535MU/W20 10037165</p> |
|  | <p>Phakolanzie Slit-Style, beidseitiger Schliff, angewinkelt 6 Messer ② STERILE 2,2 mm Art. PG44620MU/W20 10037029 2,4 mm Art. PG44650MU/W20 10036008 2,5 mm Art. PG44630MU/W20 10036388 2,65 mm Art. PG44640MU/W20 10037087</p> |
|  | <p>Phakolanzie Clear Corneal-Style, beidseitiger Schliff, angewinkelt, Sichtmarkierung für Schnittbreite 1,5 mm / 1,75 mm / 2,0 mm 6 Messer ② STERILE 2,75 mm Art. PG44570MU/W20 10036015 2,85 mm Art. PG44610MU/W20 10036011 3,00 mm Art. PG44590MU/W20 10036017</p> |
|  | <p>Parazentesemesser, MVR-Style, angewinkelt 6 Messer ② STERILE 0,8 mm Art. PG44340MU/W20 10037163 1,1 mm Art. PG44350MU/W20 10036013 1,4 mm Art. PG44360MU/W20 10036033</p> |
|  | <p>Stabmesser (Inzisionsmesser) 15° 6 Messer Art. PG43040MU/W20 10036009 ② STERILE</p> |
|  | <p>Tellermesser 2,0 mm mit besonders dünner Klinge, Schliff oben, angewinkelt 6 Messer Art. PG44585MU/W20 10036022 ② STERILE</p> |

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Diamatrix

Messer Vorderer Augenabschnitt