



MINI 4 READY YELLOW



Hydrophil, monofokal, asphärisch, 4 Haptiken, pre-loaded, gelb

Material	Copolymeres hydrophiles Acrylat, Wassergehalt 25%					
Refraktiver Index / Abbe Zahl	1,46 (bei 35°C) / 46,94					
UV-Schutz	Ja, Blaulichtfilter					
Optikdesign	• Asphärisch • Bikonvex (von 0,0 bis +30,0 dpt) • Konkav konvex (von -1,0 bis -10,0 dpt) • Umlaufend doppelt scharfe Kanten zur Nachstarreduktion • Geringe Aspherizität von -0,14 µm zur Reduzierung optischer Abberationen und Kontrasterhöhung					
Optik- / Gesamtdurchmesser	6,0 mm / 10,75 mm					
Haptik	4 geschlossene Haptiken, 5° Anwinkelung					
Theoretische A-Konstante (optisch)	• 118,6 für Stärken 0 dpt bis +30 dpt (positive dpt-Werte) • 119,9 für Stärken -10 dpt bis 0 dpt (negative dpt-Werte)					
Theoretische Vorderkammertiefe (optisch)	• 5,32 mm für Stärken 0 dpt bis +30 dpt (positive dpt-Werte) • 6,08 mm für Stärken -10 dpt bis 0 dpt (negative dpt-Werte)					
Optimierte IOL Konstanten ¹	nominal	Haigis	HofferQ	Holladay	SRK/T	Barrett
	118,6	a0=1,60 a1=0,40 a2=0,10	pACD=5,63	sf=1,83	A=119,0	= SRK/T Konstante
Dioptrienbereich						
Inzisionsgröße*	≤2,2 mm					
Besonderheiten	• Für Mini-Inzisionen zur Vermeidung von postoperativen Astigmatismus und kornealen Abberationen • Konsignationslager können maximal von +10 dpt bis +30 dpt zur Verfügung gestellt werden					
Hersteller: SIFI	1 Stück MINI 4 Yellow Ready					STERILE

*Herstellerangabe