

Viskoelastikum - Hyaluronsäure 
Synergy visc 1.8% plus mit Taurin

STERILE



Synergy Visc Plus 1.8%

Molekulargewicht des Rohmaterials (Mio. Daltons)

2,5 - 3,0

Dynamische Viskosität (mPa.s)

200.000 - 300.000

ph-Wert

6,8 - 7,6

Osmolarität (mOsm/kg)

300 - 350

Lagertemperatur

+2° - +25°C

Inhalt VPE

- Spritze mit 1,1 ml
- 27 G Kanüle

Hersteller: md tech

1 VPE Synergy visc 1,8% Plus

Art.# 10046059