



Phako Handstück - Mehrweg

Das 28 kHz Handstück eine ausgesprochen starke Phako-Leistung, ein optimiertes Startverhalten und eine sehr hohe Lebensdauer. Mit nur 37 g und 10 - 13 mm Durchmesser liegt das Handstück perfekt in der Hand und unterstützt dadurch die präzise Handhabung während der Operation. Das sehr flexible Kabel mit einer Länge von 2,2 m und spezieller Antihaftbeschichtung erleichtert das Handling während der Operation und der Aufbereitung.



28 kHz Phako Handstück Zugelassen für Geräte der Firma Oertli® 1 Stück	Art.-# 10044583	②
------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---

28 kHz Phako Handstück Zugelassen für Geräte der Firma Geuder® 1 Stück	Art.-Nr.-# 10044221	②
------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---

Phakospitzen - Mehrweg

Die Phakospitzen aus spezieller Titanlegierung werden hochwertig poliert und garantieren, in Kombination mit den Silikon Sleeves, eine perfekte Holdability und die äusserst effiziente Emulsifikation der Linse. Passend zu allen gängigen Phako Handstücken.



19G 30° Phakospitze für 2,6 - 2,8 mm Inzisionen Lieferung unsteril mit kraftoptimiertem 2-K Schlüssel 1 Stück	Art.-# 10044285	②
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---



20G 30° Phakospitze für 2,2 - 2,4 mm Inzisionen Lieferung unsteril mit kraftoptimiertem 2-K Schlüssel 1 Stück	Art.-# 10043455	②
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---



22G 30° Phakospitze für 1,6 - 1,8 mm Inzisionen Lieferung unsteril mit kraftoptimiertem 2-K Schlüssel 1 Stück	Art.-# 10046085	②
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---



23G 30° Fragmatom Spitze (Hinterkammer), 30 mm Länge Lieferung unsteril mit kraftoptimiertem 2-K Schlüssel 1 Stück	Art.-Nr. REF12333	②
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---



19G 30° Phakospitze abgewinkelt für 2,6 - 2,8 mm Inzisionen Lieferung unsteril mit kraftoptimiertem 2-K Schlüssel 1 Stück	Art.-# 10045388	②
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---



20G 30° Phakospitze abgewinkelt für 2,2 - 2,4 mm Inzisionen Lieferung unsteril mit kraftoptimiertem 2-K Schlüssel 1 Stück	Art.-# 10045958	②
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---



22G 30° Phakospitze abgewinkelt für Inzisionen 1,6 - 1,8 mm Lieferung unsteril mit kraftoptimiertem 2-K Schlüssel 1 Stück	Art.-Nr. REF12324	②
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---

Phakoschlüssel - Mehrweg



Metallschlüssel für gerade Phakospitzen, unsteril passend zu 10044285, 10043455, 10046085, REF12333 1 Stück	Art.-# 10044564	②
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---

Metallschlüssel für abgewinkelte Phakospitzen, unsteril passend zu 10045388, 10045958, REF12324 1 Stück	Art.-# 10044565	②
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: H.P. Braem

Vorderer Augenabschnitt - OP-Zubehör