




OCUBLU-TRY Trypanblau



Ocublu-Try Trypan Blue ist für die intraokulare Anwendung zur Färbung des Kapselgewebes während der Augenchirurgie, insbesondere bei Kataraktextraktionen mittels Phakoemulsifikation, indiziert. Ocublu-Try Trypanblau erlaubt eine klare Visualisierung der vorderen Kapsel im Gegensatz zu einer gefärbten Linsenrinde. Es ist nur für den intraokularen Gebrauch bestimmt.

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle und einfache Anwendung • Verbesserte Visualisierung der vorderen Linsenkapsel • Exzellente Unterscheidung des Kapsulorhexisrandes • Reduziertes Risiko einer nicht kompletten Kapsulorhexis • Kürzere OP-Zeit • Dampfsterilisiert 		
Darreichungsform	Spritze mit 1 ml Trypanblau 0,06%		STERILE
Hersteller: Miray Medikal	1 VPE (10 Spritzen)	Art. MRY-R9/W2O 10044426	

Vorderer Augenabschnitt - Flüssigkeiten