



Zubehör von stericlin® –
für höchste Sicherheit
im Sterilisationsprozess





Zubehör von stericlin® – für höchste Sicherheit im Sterilisationsprozess

Der korrekte, sichere und lückenlose Ablauf des Aufbereitungsprozesses bei Medizinprodukten muss unbedingt gewährleistet sein sowie validiert und dokumentiert werden. Die möglichen Folgen bei Fehlern oder Ausfällen wären gravierend. Sterilisationszubehör von stericlin® ermöglicht eine Qualitätssicherung, die ihresgleichen sucht: hochwertige Produkte aus einer Hand – exzellenter Service inklusive.



Klebebänder

Mit stericlin® Klebebändern lassen sich Krepp-, Vlies- und SMS-Bogenverpackungen sicher und sterilisationsfest verschließen. Sie sind mit oder ohne Indikatordruck erhältlich.

Trayliner

Stabil und zuverlässig: Stericlin® Trayliner für Weichverpackungssiebe aus hochfestem, saugfähigem Krepp verhindern Beschädigungen der Weichverpackung bei Sterilisation, Transport und Lagerung. Zusätzlich unterstützen sie den Trocknungsprozess.

Sieblabel

Zum einfachen und schnellen Markieren, Sortieren und Codieren von Instrumentensieben: Die sterilisationsbeständigen stericlin® Sieblabel sind in fünf Farben erhältlich und können mit Faserschreibern beschriftet oder mit Etiketten beklebt werden.



Erstklassige Qualität
Einfache Handhabung
Einwandfreie Ergebnisse

Zubehör von stericlin®

Containerfilter

Stericlin® Containerfilter bilden eine zuverlässige Barriere gegen Keime und Bakterien. Zum Einmalgebrauch bestimmt, garantieren sie eine reproduzierbare Qualität. Weiterer Vorteil: ihre Wirtschaftlichkeit.



Staubschutzbeutel

Staubschutzbeutel von Stericlin® sind zuverlässige Schutzverpackungen für Sterilgüter und Sterilbarriersysteme bei Transport und Lagerung. Sie verlängern die mögliche Haltbarkeit von sterilen Medizinprodukten.




Indikatorstreifen

Stericlin® Indikatorstreifen mit unterschiedlichen Beschriftungsfeldern ermöglichen eine einfache Sterilisationskontrolle und Dokumentation. Die Indikatorstreifen gibt es für die STEAM-, EO- und FORM-Sterilisation.



Haftetiketten

Ob einfach oder doppelt selbstklebend, mit oder ohne Indikator, für Thermotransfer- oder Laserdrucker: Mit Stericlin® Haftetiketten werden alle Sterilbarriersysteme einfach und professionell gekennzeichnet und dokumentiert.



Saugeinlagen

Stericlin® Saugeinlagen aus wasserabsorbierendem Vlies nehmen das im Container oder Instrumentensieb während des Sterilisationsprozesses entstehende Kondenswasser auf und verteilen es gleichmäßig, damit es im Trocknungsprozess leichter verdunstet.

Containerlabel

Kennzeichnung und Identifikation leicht gemacht: Stericlin® Containerlabel sind selbstklebend sowie mit allen relevanten Beschriftungsfeldern ausgestattet. Sie garantieren so eine sichere Rückverfolgung eines jeden Containers.

Containerseal

Alle gängigen Containersysteme mit Verschlussöse können mit dem Stericlin® Containerseal einwandfrei versiegelt und sicher verplombt werden. Der Container kann nur durch Zerstören des Siegels geöffnet werden.

**Sichere Aufbewahrung
Bestmöglicher Schutz
Eindeutige Dokumentation**

Zubehör von stericlin®

Instrumententaschen

Pinzetten, Messergriffe, Sonden – mit Instrumententaschen von stericlin® werden sämtliche Kleinteile übersichtlich sortiert und optimal geschützt im Sieb oder in der Klar-sichtverpackung sterilisiert.

Siegelnahtdichtigkeitstest

Der stericlin® Siegelnahtdichtigkeitstest ist einfach durchzuführen und zeigt Kanäle und Fehlstellen in Siegelnähten schnell und zuverlässig an. In Kombination mit dem Seal Test die umfassende und sichere Routineprüfung für den Heißsiegelprozess.

Seal Test

Der stericlin® Seal Test wird für die routinemäßige Überprüfung des Siegelgeräts verwendet und zeigt Unregelmäßigkeiten und Beschädigungen in der Siegelnaht klar und deutlich an.

Siegelnahtfestigkeitstest

Wir werten die von Ihnen gesiegelten und sterilisierten Proben mit professionellen, kalibrierten Messinstrumenten aus. Die Messmethodik ist entsprechend DIN EN ISO 11607-2 validiert. Sie erhalten von uns einen Prüfbericht, aus dem Sie die relevanten Werte ohne großen Aufwand normkonform in Ihre Dokumente übernehmen können.



Patientenbezogenes Chargendokumentationssystem

Stericlin® bietet Haftetiketten mit Druck und Codierung sowie Chargenkarten und Formularbögen für die patientenbezogene Chargendokumentation an.

Sterilisationsfeste Faserschreiber

Sterilbarriersysteme, Klebebänder, Etiketten und mehr: Die sterilisationsfesten stericlin® Faserschreiber wurden zum Beschriften sämtlicher Einwegartikel entwickelt.

Tragetaschen für Patienteneigentum

Stericlin® Tragetaschen für Patienteneigentum bieten die Möglichkeit, Patienteneigentum hygienisch zu lagern und unverwechselbar zuzuordnen. Die Tragetaschen haben ein Schriftfeld für Name, Adresse, Datum und Abteilung.



Zubehör von stericlin® in der Übersicht

Klebebänder

Trayliner

Sieblabel

Saugeinlagen

Containerlabel

Containerseal

Containerfilter

Staubschutzbeutel

Indikatorstreifen

Haftetiketten

Patientenbezogenes Chargendokumentationssystem

Sterilisationsfeste Faserschreiber

Tragetaschen für Patienteneigentum

Instrumententaschen

Siegelnahtdichtigkeitstest

Seal Test

Siegelnahtfestigkeitstest

a member of the vp-group.de

Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH

Industriestraße 6 · D-91555 Feuchtwangen
Fon +49 (0) 9852 901-189 · Fax +49 (0) 9852 901-77104
stericlin@vp-group.de · www.vp-group.de

