


Komplett.
Kompetent.
Konstant.



www.W20.de



MINI WELL TORIC®


- hydrophil
- EDOF
- asphärisch
- 4 Haptiken
- preloaded
- klar
- torisch

Optik-/Gesamtdurchmesser 6,0 mm / 10,75 mm	Refraktiver Index 1,46 (bei 35 °C)	Haptik 4 geschlossene Haptiken, 5° Anwinkelung
--	--	---

Material
Copolymeres hydrophiles Acrylat,
Wassergehalt 25 %

- Optikdesign**
- Multifokales Prinzip: progressive IOL mit erweitertem Schärfentiefebereich
 - (extended depth of focus - EDOF)
 - Bikonvex progressiv
 - Rückwärtige torisch asphärische Oberfläche
 - 4,4 mm klare optische Zone
 - Nahaddition von +3 dpt
 - Umlaufend doppelt scharfe Kanten zur Nachstarreduktion

Optimierte IOL-Konstanten*	nominal	Haigis	HofferQ	HofferQST	Holladay	SRK/T
	A=118,6	a0=-2,796 a1=0,3055 a2=0,2861	pACD= 5,45	pACD= 5,43	sf=1,67 ACD=5,316	A=118,82
	Barrett	Olsen		Kane		
	LF=1,75 A=118,74	C-Konstante=0,390 ACD=4,62		A= 118,72		



Hersteller: SIFI *Herstellerangabe

Vorderer Augenabschnitt - Implantate