



Arclight Holo Solar LED Binokulares indirektes Ophthalmoskop

Mühelose Diagnose. Überall.

Ein kompaktes und einfach zu bedienendes binokulares indirektes Ophthalmoskop für medizinisches Fachpersonal aller Stufen.

Highlights	Unterwegs - neuartiges flexibles Design Tragbar - Hemdtasche oder um den Hals Präzise - leicht und wendig Erschwinglich - kein Batterie-/Glühbirnenwechsel erforderlich Zuverlässig - robust und effizient	
Eigenschaften	• LED - scharfe und zuverlässige Beleuchtung • Mag-Linse - für Details • Lehrspiegel - für Beobachter • Doppelt Lademöglichkeit - Solarpanel & USB C	
Spezifikationen	• Beleuchtung: LED - warm-weiß, 5 Helligkeitsstufen • Maße, Gewicht: - Gerät gefaltet + Gurt) - 57 x 45 x 85 mm, 97 g - Stofftasche und Extras - 155 x 85 x 55 mm, 95 g • Batterie: Li-Ion (mitgeliefert) • Laden: Solar, USB-C • Material: ABS, PC, PMMA, Silikon, Nylon • Klassifizierung: Klasse 1, nicht steril, nicht messend	
Lieferumfang	• Stoffetui • Holo • Maglens (Vergrößerungslinse) • Lehrspiegel • USB-C-Kabel • Stofftasche • Anleitungen/Onlineinhalte	
Hersteller: St. Andrews Medical Innovations	Arclight Holo	Art. 10046586

Für die tägliche Praxis