

Tek-Lens II Model 617Y

hydrophil

monofokal

asphärisch

C-Loop

non-preloaded

gelb

dreiteilig

Optik-/Gesamtdurchmesser
6,0 mm / 13,0 mm

Refraktiver Index
1,457 bei 35°C
(voll hydriert)

Haptik
aus Blue-Core PES,
5° Anwinkelung


Material

Hydrophiles Acrylat, Wassergehalt 26 %

Optikdesign

- Asphärisch
- Gleichmäßig bikonvex
- Rechtwinkliges Kantendesign

	nominal	Haigis	HofferQ	Holl. 1	SRK/T	SRK II
Optimierte IOL-Konstanten*	118,0	a0=0,85 a1=0,40 a2=0,10	pACD= 5,05	sf=1,31	A=118,2	A=118,6



Hersteller: Tekia

*Herstellerangabe