

Care Flex 2

hydrophil

monofokal


sphärisch

Plattenhaptik

non-preloaded

klar

Optikdurchmesser



Refraktiver Index

1,46

Haptik

Plattenhaptik, 0° Anwinkelung

Material

Hydrophiles Acrylat, Wassergehalt 28 %


Optikdesign

- Sphärisch
- Bikonvex
- Einteilige, faltbare IOL
- Umlaufend scharfe Kanten zur Nachstarreduktion

Optimierte IOL-Konstanten*

nominal	Haigis	HofferQ	Holl. 1	SRK/T	SRK II
118,7	a0=1,32 a1=0,40 a2=0,10	pACD=5,52	sf=1,75	A=118,9	A=119,2

Dioptrienbereich



Hersteller: Morcher

*Quelle: ULIB - User Group for Interference Biometry / <http://ocusoft.de/ulib/c1.htm>