

Kohäsives Viskoelastikum - Hyaluronsäure IXIUM NaHA 1,5%



STERILE



Molekulargewicht	etwa 2,8 Mio. Daltons	
Zusammensetzung	Natriumhyaluronat 1500 mg Natriumchlorid 900 mg Wasser für Injektionbis 100 ml	
Klassifizierung	Kohäsiv	
Lagertemperatur	+2° bis +30°C	
Inhalt VPE	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Stück 25 G Viskoelastika Kanüle • 20 Stück Sterile Spritze (1,0 ml) 	
Hersteller: LCA S.A.	1 VPE IXIUM NaHA	Art.# 10033814
	Keine Lagerware.	