



MINI TORIC READY

hydrophil

monofokal

asphärisch

4 Haptiken

preloaded

klar

torisch

Optik-/Gesamtdurchmesser

6,0 mm / 10,75 mm

Refraktiver Index/ Abbe-Zahl

1,46 (bei 35 °C) / 46,94

Haptik

4 geschlossene Haptiken,
5° Anwinkelung

Material

Copolymeres hydrophiles Acrylat,
Wassergehalt 25 %


Optikdesign

- Vorderseite: asphärisch mit einer „glatten“ Oberfläche entsprechend einer sphärischen Abberation von -0,14 μ
- Rückseite: torisch asphärisch
- Umlaufend doppelt scharfe Kanten zur Nachstarreduktion

Optimierte IOL-Konstanten*

nominal	Haigis	HofferQ	HofferQST	Holladay	SRK/T
118,6	a0=-2,906 a1=0,493 a2=0,270	pACD=5,53	pACD=5,38	sf=1,71	A=118,81
Barrett	Kane				
LF=1,82 ACD=118,88	A=118,94				

Dioptrienbereich sphärisch



Dioptrienbereich Zylinder

