




## Kapselspannringe




### EyeJet® CTR Serie 13 preloaded **STERILE**




Serie 13	EyeJet® CTR Type 13	EyeJet® CTR Type 13A	EyeJet® CTR Type 13B
Größe (geöffnet)	12,3 mm	13,0 mm	14,5 mm
Größe (geschlossen)	10,0 mm	11,0 mm	12,0 mm
Material	Blaues PMMA		
Inzisionsgröße	2,2 mm		
Implantationsrichtung	rechts (im Uhrzeigersinn)		
Hersteller: Morcher	1 Stück		
	Kapselspannring Type 13	Art.# 10039883	
	Kapselspannring Type 13A	Art.# 10039884	
	Kapselspannring Type 13B	Art.# 10039885	

### EyeJet® CTR Serie 14 preloaded **STERILE**



Serie 14	EyeJet® CTR Type 14	EyeJet® CTR Type 14A
Größe (geöffnet)	12,3 mm	14,5 mm
Größe (geschlossen)	10,0 mm	12,0 mm
Material	Klares PMMA	
Inzisionsgröße	2,2 mm	
Implantationsrichtung	rechts (im Uhrzeigersinn)	
Hersteller: Morcher	1 Stück	
	Kapselspannring Type 14	Art.# 10031579
	Kapselspannring Type 14A	Art.# 10031581


**EyeJet® CTR Type 10L preloaded**

**STERILE**


Eine angewinkelte Öse reduziert ein mögliches Durchstechen (Ausbeulen) des Kapselsacks falls diese in den Kapselsack gelangt.

Größe (geöffnet)	13,0 mm
Größe (geschlossen)	11,0 mm
Länge	35,4 mm
ACCC (Anterior Continuous Curvilinear Capsulorhexis)	7,0 mm
Annähbare Arme	Einer
Empfohlene Fixation	Nutzung einer doppelten Naht durch 9-0 Prolenefaden mit Spatulanadel
Material	Klares PMMA
Inzisionsgröße	2,2 mm
Implantationsrichtung	rechts (im Uhrzeigersinn)
Hersteller: Morcher	1 Stück
	Kapselspannring Type 10L
	Art.# 10034522