

Komplett.
Kompetent.
Konstant.



www.W20.de



SDHB6130Si

hydrophob

monofokal

sphärisch

C-Loop

non-preloaded

klar

Optik-/Gesamt-durchmesser
6,0 mm / 13 mm

Haptik
C-Haptik, 0° Anwinkelung

Material
Biokompatibles hydrophobes Acrylat


Optikdesign

- Sphärisch
- Bikonvexe Oberfläche
- Einteilige, Faltbare IOL
- 360° scharfe Kante zur Nachstarreduktion
- Einkerbungen zur einfachen IOL-Manipulation

Optimierte IOL-Konstanten*

nominal	Haigis	HofferQ	Holl. 1	Holl. 2
118,5	a0=1,110 a1=0,400 a2=0,100	pACD= 5,20	SF=1,51	ACD=5,19
SRK/T	SRK II			
A=118,7	A=119,1			

Dioptrienbereich



Hersteller: Sidapharm

*Herstellerangabe

Vorderer Augenabschnitt - Implantate