



Thermodesinfektor MELAtherm 10 Evolution (inkl. CD-Card und Metherm Starter-Set)



Die MELAG Thermodesinfektoren der Evolution-Serie überzeugen durch höchste Leistung und Komfort. Neben den bewährten MELAtherm 10 Produkt-Highlights, wie aktive Trocknung, integrierte Prozessmedienaufnahme und Dokumentation, verfügt MELAtherm 10 Evolution über neue Innovationen für eine noch effizientere Instrumenten-Aufbereitung.

MELAtherm 10 Evolution setzt neue Maßstäbe in der Bedienung: Das große Smart-Touch Display bietet Ihnen ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Auch während des Programmlaufs behalten Sie volle Kontrolle. Denn mit der neuen MELAconnect App können Sie den Gerätestatus von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen. Anschließend ermöglicht ProControl eine Chargenfreigabe, schnell und papierlos, direkt am MELAtherm 10 Evolution.

Die neue AquaBoost Technologie für beste Reinigungsergebnisse: AquaBoost bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44 % bessere Reinigung der Instrumente. Der erhöhte Spüldruck sichert auch die Aufbereitung von noch mehr Instrumenten. 23 Winkelstücke sowie Instrumente für bis zu 40 Patienten in 60 Minuten, das geht nur mit AquaBoost. Dabei können Sie die praxisoptimierte Aufbereitungskammer mit über 80 verschiedenen Körben und Zubehörartikeln auf alle Anforderungen abstimmen – unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung.

Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Smart-Touch Display • AquaBoost Technologie • Aktive Trocknung • ProControl • MELAconnect • Integrierte Dokumentation • Integrierte Aufnahme für Prozessmedien und Dosiermodul • Metherm im Starter-Set
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Geräteabmessungen (B x T x H) 59,8 x 67,8 x 81,8 cm • Erforderliche Aufstellfläche passt unter 60 cm Tischplatte • Waschkammer (B x T x H) 46,5 x 44,8 x 40,5 cm • Elektrischer Anschluss (DTA) 3N AC 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A • Elektrischer Anschluss (DTB) AC 220 - 240 V, 50 Hz, 1 x 16 A
Hersteller: MELAG	<p>MELAtherm 10 Evolution DTA Art. ME20020/W2O 10043996</p> <p>MELAtherm 10 Evolution DTB Art. ME20021/W2O 10044580</p>

OP-Einrichtung



Thermodesinfektor MELAtherm 20 (mit passiveDRY, inkl. USB-Stick)



Der große MELAG Thermodesinfektor (RDG) mit waschechten Vorteilen
Die ganze Magie des MELAtherm in XXL: Mit einer extragroßen Waschammer, smarten Bedien- und Dokumentationskonzepten sowie einem neu entwickelten Reinigungssystem ist MELAtherm 20 bereit für jede Herausforderung – heute und in Zukunft.
Denn mit bis zu 24 Flex-Segmenten im Unter- und Oberkorb bietet MELAtherm 20 mehr als die doppelte Kapazität und ermöglicht so die effiziente Aufbereitung von Instrumenten für bis zu 90 Patienten pro Zyklus - ideal gereinigt und desinfiziert durch das innovative 3-Arm-Spülsystem in Kombination mit der bewährten AquaBoost-Technologie. Durch eine automatische Türöffnung nach Programmende werden mit passiveDRY die Korrosionsrisiken minimiert und somit die Instrumente zuverlässig geschützt.
Weitere smarte Funktionen wie das große Touch-Display, die integrierte Chargenfreigabe Pro-Control und der optionale, selbstreinigende Zentralfilter Cleanfinity Pro sorgen darüber hinaus für maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand – für mehr Effizienz, Kontrolle und Komfort im Praxis- und Klinikalltag.

<p>Große Klappe, viel dahinter: Die Produkt-Highlights des MELAtherm 20:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Groß gedacht, sauber gemacht mit leistungsstarker Aqua-Boost Technologie und neu entwickelten Spülarms-System • XXL-Kammerkonzept für Praxen ohne Limits • Eine magische Bedienung - so einfach wie Ihr Smartphone • Bye Bye Papierkram – Hallo digitale Dokumentation und Freigabe • Smarter Instrumenten-Schutz dank automatischer Türöffnung passiveDRY • Mit den speziell entwickelten Prozessmedien MEtherm stimmt die Chemie
<p>Technische Daten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geräteabmessungen (B x T x H) 59,8 x 73* x 81,8 cm • Erforderliche Aufstellfläche passt unter 60 cm Tischplatte • Waschammer (B x T x H) 46,5 x 44,8 x 40,5 cm • Elektrischer Anschluss (400V) 3 N AC 380-415 V, 50Hz, 3 x 16 A
<p>Hersteller: MELAG</p>	<p>MELAtherm 20 Art. ME20022B50</p>

Prozessmedien für MELAG Thermodesinfektoren

	<p>MEtherm® 50, mildalkalischer, enzymatischer Reiniger Hersteller: MELAG 1 Stück (5 Liter) Art. ME11620/W20 10041434</p>
	<p>MEtherm® 55, Neutralisator C (auf Zitronensäurebasis) Hersteller: MELAG 1 Stück (5 Liter) Art. ME11621/W20 10041435</p>

OP-Einrichtung



Zubehör für MELAG Geräte

	<p>MELASTore Tray Ophthalmologie Speziell entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen der Augenheilkunde, ermöglicht das MELASTore Tray ein Höchstmaß an Effizienz und Sicherheit im gesamten Aufbereitungsprozess Ihrer Katarakt OP-Sets. Lieferumfang: Set inkl. Adapter und Schläuche 1 MELASTore Tray Ophthalmologie Art. ME01189</p>
	<p>Kesselreinigungsset Chamber Protect Das Chamber Protect Kesselreinigungsset ist die ideale Lösung für die wöchentliche Reinigung der Edelstahlflächen Ihres Autoklaven-Kessels. Dieses umfassende Set bietet alles, um Ihren Autoklaven in optimaler Form zu halten und seinen Wert langfristig zu erhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kraftvoller Reiniger • 50 fusselfreie Tücher • Mikrofaserstuch <p>1 Set Chamber Protect Art. ME01081/W20 10043678</p>
	<p>MELAControl Bowie & Dick Test Dieser Test ist ein Prüfsystem nach EN ISO 11140-4 (inkl. Typ 2 Indikator) zur routinemäßigen Kontrolle der Dampfdurchdringung Ihres Autoklaven. Das praktische Testpaket simuliert ein mehrere Kilogramm schweres Wäschepaket, das im Autoklaven mit fraktioniertem Vorvakuum sterilisiert wird. Der erfolgreiche Farbumschlag des Indikators im Prüfpaket erfolgt bei 134 °C nach 3,5 min. Lieferumfang: 1 Prüfpaket 1 MELAControl Bowie & Dick Test Art. ME01078/W20 10046217</p>
	<p>MELAControl Wash Check - Halterung für Basiskorb Die Halterung ermöglicht die genaue Überprüfung der Reinigungsleistung von starren und Gelenkinstrumenten in der Waschkammer des MELATHERM Thermodesinfektors. Anwendung zusammen mit MELAControl Wash Check Reinigungsindikatoren. 1 Halterung Art. ME01073</p>
	<p>MELAControl Wash Check - Halterung für Injektorschiene Die MELAControl Wash Check Halterung ermöglicht den exakten Nachweis der erfolgreichen Reinigung auf der Injektorschiene im MELATHERM Thermodesinfektor. Dazu wird die MELAControl Wash Check Halterung mit einem separat erhältlichen Reinigungsindikator an der Injektorschiene adaptiert. 1 Halterung Art. ME01074</p>
	<p>MELAControl Wash Check - Reinigungsindikatoren Jeweils ein Reinigungsindikator wird zur routinemäßigen Überwachung des Reinigungsergebnisses von Instrumenten in die separat erhältliche Halterung für Basiskorb oder Injektorschiene platziert. 1 VPE (100 Stück) Art. ME01072</p>

Hersteller für alle Artikel dieser Seite: MELAG


OP-Einrichtung



Zubehör für MELAG Thermodesinfektoren

Für die Reinigung von maximal 6 Sieben

Plus ein Modell des Thermodesinfektors MELAtherm® 10 oder MELAtherm® 10 Evolution.

	<p>Basiskorb mit Injektorschiene inkl. 11 Kunststoff-Blindschrauben Zusätzlich mit verschiedenen Hohlkörperadaptern bestückbar Hersteller: MELAG 1x 1 Stück Art. ME00200/W2O 10034968</p>
	<p>Multi-Systemkorb, 236 x 110 x 48 (43) mm inkl. 5x Noppenband, 2x Ringe, 1x Noppenfixierung Hersteller: 3Mach 6x 1 Stück Art. 1000110-8-91/W2O 10044500</p>
	<p>M-Multi-Systemkorb, 360 x 125 x 41 mm Inkl. 7x blauen Fixier ringsen Hersteller: 3Mach 1x 1 Stück Art. 1000109-8 K67/W2O 10045787</p>
	<p>Eines der Abdeckgestelle (1) oder (2), als Ebene verschraubbar (1) Abdeckgestell für Maschinenkorb Hersteller: 3Mach Set mit 2 Stück Art. 1000108-1/W2O 10044503</p>
	<p>(2) Abdeckgestell für Maschinenkorb Hersteller: 3Mach Set mit 3 Stück Art. 1000108-1-3/W2O 10045525</p>
	<p>Steckmodul Komplet-Set M8x1 Verschließbare Kappe, Steckadapter, 60 cm Schlauch Hersteller: 3Mach 1 Stück Art. 1020355-3/W2O 10044504</p>
	<p>Maschinenverschluss-Schraube, M8x1 Hersteller: 3Mach 1 Stück Art. 1020323-2/W2O 10044505</p>
	<p>Spülleiste mit 2x LL männlich und 2x LL weiblich Hersteller: 3Mach 1 Stück Art. 1020214-2-8/W2O 10044506</p>
	<p>Anschlusskappe blau, 2x Schlauch 120 mm mit Manschette Hersteller: 3Mach 1 Stück Art. 1020523-20-1/W2O 10044507</p>
	<p>Schutzbrille Hersteller: Layer-Chemie 1 Stück Art. M25672/W2O 10037488</p>
	<p>Neodisher Z, 5 Liter Kanister Hersteller: Dr. Weigert 1 Stück W2O-Art. 10039447</p>
	<p>MediClean Forte, 5 Liter Kanister Hersteller: Dr. Weigert 1 Stück W2O-Art. 10032321</p>

OP-Einrichtung