

**MINI WELL PROXA®**

hydrophil

EDOF

asphärisch

4 Haptiken

preloaded

klar

**Optik-/Gesamtdurchmesser**  
6,0 mm / 10,75 mm

**Refraktiver Index**  
1,46 (bei 35 °C)

**Haptik**  
4 geschlossene Haptiken,  
5° Anwinkelung

**Material**


Copolymeres hydrophiles Acrylat,  
Wassergehalt 25 %

**Optikdesign**

- Multifokales Prinzip: progressive IOL mit erweitertem Schärfentiefebereich (extended depth of focus - EDOF)
- Nahaddition von +3,25 dpt
- Bikonvex progressiv
- Umlaufend doppelt scharfe Kanten zur Nachstarreduktion
- Sphärische Abberation von -0,14 µm

**Optimierte IOL-Konstanten\***

nominal	Haigis	HofferQ	HofferQST	Holladay	SRK/T
A=118,6	a0=-1,256 a1=0,080 a2=0,242	pACD=5,29	pACD=5,21	sf=1,54	A=118,59
Barrett	Olsen	Kane	EVO		
LF=1,48 A=118,23	C Konstante=0,346 ACD=4,62	A=118,36	118,35		



Hersteller: SIFI

\*Herstellerangabe

**Vorderer Augenabschnitt - Implantate**