



DRVVB100SCA - STRIDENT SCOLORITO



Hydrophob, monofokal, asphärisch, C-Loop, Injektor beiliegend

Material	Hydrophobes Acrylat					
UV-Schutz	Ja					
Design	• Negativ asphärisch • Einteilige, faltbare IOL • Umlaufend scharfe Kanten zur Nachstarreduktion					
Optik- / Gesamtdurchmesser	6,0 mm / 13,0 mm					
Haptik	C-Loop, 0° Anwinkelung					
Theoretische A-Konstante	118,5					
Theoretische Vorderkammertiefe	5,28 mm					
Optimierte IOL Konstanten*	nominal	Haigis	Holladay 1	SRK/T	SRK II	Barrett
	118,5	a0=1,26 a1=0,40 a2=0,10	sf=1,51	118,7	119,1	SF=1,73
Dioptrienbereich						
Besonderheiten	• Ausgezeichnete Biokompatibilität des IOL-Materials • Auf den Brechungsindex des IOL-Materials abgestimmte Optik • Einzigartiges Design für ein dünnes IOL-Profil und hervorragende haptische Stabilität • IOL mit hoher Auflösung (MTF) und präzise Dioptriengenauigkeit • Reibungslose und vorhersehbare Entfaltung					
Hersteller: Lifeline	1 Stück STRIDENT SCOLORITO DRVVB100SCA  STERILE					

*Herstellerangabe