



Phako Sets steril - Einweg

All in one - mit den Phako Sets! Spitze, Sleeve, Testkammer und Schlüssel steril und ein-satzbereit für den Einmalgebrauch.

Die Phakospitzen sind aus einer speziellen Titanlegierung und die Sleeves aus einem beson- ders hochwertigem Silikon gefertigt. Die entgrateten, polierten und trotzdem scharfkantigen Spitzen unterstützen die effiziente Emulsifikation der Linse und sorgen in Verbindung mit den Sleeves für eine perfekte Holdability. Der stufenlose Übergang von Sleeve auf Spitze und die ausgezeichnete Balance zwischen Flexibilität und Steifigkeit der Sleeves sorgen für ein einfaches Einbringen der Spitzen ins Auge.

Sowohl die geraden, als auch die abgewinkelten Phako Sets passen auf alle gängigen Handstü- cke von Ruck, Oertli, Bausch & Lomb, Geuder, DORC und H.P. Braem.



Jedes steril verpackte Einzelset enthält:

- Gerade Phakospitze in der genannten Größe
- Passenden Silikon Sleeve in der gleichen Größe
- Kraftoptimierten 2-K-Schlüssel
- Testkammer

19 G 30° Phakospitze für Inzision von 2,6 - 2,8 mm
1 VPE (5 Sets) Art.# 10043987

20 G 30° Phakospitze für Inzision von 2,2 - 2,4 mm
1 VPE (5 Sets) Art.# 10043946

22 G 30° Phakospitze für Inzision von 1,6 - 1,8 mm
1 VPE (5 Sets) Art.# 10043940



Jedes steril verpackte Einzelset enthält:

- Abgewinkelte Phakospitze in der genannten Größe
- Passenden Silikon Sleeve in der gleichen Größe
- Kraftoptimierten 2-K-Schlüssel
- Testkammer

19 G 30° Phakospitze abgew. für Inzision von 2,6 - 2,8 mm
1 VPE (5 Sets) Art.# 10045153

20 G 30° Phakospitze abgew. für Inzision von 2,2 - 2,4 mm
1 VPE (5 Sets) Art.# 10045539

22 G 30° Phakospitze abgew. für Inzision von 1,6 - 1,8 mm
1 VPE (5 Sets) Art.# 10046966

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: H.P. Braem

Wir können darüber hinaus auch Einweg-Phakosets der Firma AKTive anbieten.
Gern senden wir Ihnen das Datenblatt dafür zu.